



RIGEL MEDICAL
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.

PatSim 200

QUICK START GUIDE

Kurzbedienungsanleitung | Guide D'Utilisation Rapide
Guía De Inicio Rápido | 快速入门指南 | Szybki Start



Warning of electrical danger!
Warnung vor elektrischer Gefahr!
Avertissement: Danger électrique!
Advertencia de riesgo eléctrico
警告电气危险!
Ryzyko porażenia elektrycznego!



Important, follow the documentation!
Wichtig, Anweisungen befolgen!
Important, suivez la documentation!
Importante, ¡Siga la documentación!
重要事项, 参照文档!
Ważne, postępuj zgodnie z dokumentacją!



Register your PatSim + 5 year warranty

To register your **PatSim 200** and to activate your 5 year warranty please go to rigelmedical.com/5years

1


In the box



x10




Calibration
Certificate



2

Getting to know your PatSim




- 1 - Charging LED status
- 2 - Function keys F1-5
- 3 - Navigation keys
- 4 - Rigel key - on/off
- 5 - Home screen button
- 6 - Temperature output
- 7 - IBP1 output
- 8 - IBP2 output
- 9 - Universal ECG connections x10
- 10 - Micro USB power input

3



Charging your PatSim



4 Switching on/off




5 Simulation menu




6 Favourite simulations


Save:



Recall:



7 Settings menu





Translations / Übersetzung / Traductions / Traducciones 翻译 / Tłumaczenia

- 1 - LED-Ladestatus
- 2 - Funktionstasten F1-5
- 3 - Navigationstasten
- 4 - Rigel-Taste - ein/aus
- 5 - Home-Bildschirmtaste
- 6 - Temperatursausgabe
- 7 - IBP1-Ausgabe
- 8 - IBP2-Ausgabe
- 9 - Micro USB-Stromeingang
- 10 - 10 Universal-EKG-Anschlüsse

- 1 - Voyant état de charge batterie
- 2 - Touches de fonction F1 à F5
- 3 - Touches de navigation
- 4 - Touche Rigel - marche/arrêt
- 5 - Touche écran Accueil
- 6 - Sortie température
- 7 - Sortie IBP1
- 8 - Sortie IBP2
- 9 - Prise d'alimentation micro USB
- 10 - 10 connexions universelles ECC

- 1 - LED de estado en carga
- 2 - Teclas de función F1-F5
- 3 - Teclas de navegación
- 4 - Tecla Rigel on/off
- 5 - Botón de pantalla de inicio
- 6 - Salida de temperatura
- 7 - Salida IBP1
- 8 - Salida IBP2
- 9 - Entrada de alimentación micro USB
- 10 - 10 conexiones universales para ECC

- 1 - 充电状态 LED
- 2 - 功能键 F1-5
- 3 - 导航键
- 4 - Rigel 键
- 5 - 主屏幕按钮
- 6 - 温度输出接口
- 7 - IBP1 输出接口
- 8 - IBP2 输出接口
- 9 - Micro USB 电源输入接口
- 10 - 10 个通用 ECC 接口

- 1 - Dioda statusu ładowania
- 2 - Klawisze funkcyjne F1-5
- 3 - Klawisze nawigacyjne
- 4 - Klawisz Rigel On/Off
- 5 - Klawisz DOM
- 6 - Wyjście temperatury
- 7 - Wyjście IBP1
- 8 - Wyjście IBP2
- 9 - Wejście zasilania mikro USB
- 10 - Uniwersalne przyłącza EKG x10

Sales and Delivery enquiries
Für Sales und Lieferung
Ventes et Livraison
Preguntas de Ventas y Envíos
销售和交付咨询
Sprzedaż i dostawa

Email: sales@rigelmedical.com
Tel: +44 (0) 191 586 3511
Fax: +44 (0) 191 586 0227

Technical enquiries
Technische Fragen
Questions techniques
Preguntas Técnicas
技术咨询
Wsparcie techniczne

Email: support@rigelmedical.com
Tel: +44 (0) 191 586 3511
USA office: +1 813 886 2775

Service, Calibration and Repair
Service, Kalibration und Reparatur
Service, Calibration et Reparation
Servicio Técnico, Calibración, y Reparaciones
服务, 校准和维修
Serwis, wzorcowanie i naprawa

Email: service@calibrationhouse.com
Tel: +44 (0) 191 587 8739 Fax: +44 (0) 191 518 4666
USA office: +1 813 886 2775

